

ORL

Réf. WEL142

OPHTALMOSCOPE PANOPTIC + MANCHE LITHIUM



WelchAllyn®

Garantie · 1 an · Garantie · 1 an
1



OPHTALMOSCOPE PANOPTIC + MANCHE LITHIUM

L'Ophtalmoscope panoptic est un concept optique innovant pour des vues panoramiques du fond de l'oeil. Développé et breveté par Welch Allyn, créateur du premier ophtalmoscope portable manuel à éclairage direct, le PanOptic est un concept révolutionnaire en ophtalmoscopie. Grâce à une conception optique brevetée innovante, appelée optique Axial PointSource™, l'ophtalmoscope PanOptic facilite amplement les examens du fond de l'oeil.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Une entrée rapide et facile dans les petites pupilles non dilatées
- ◆ Un champ de vision 5 fois plus large qu'avec les ophtalmoscopes standard dans un oeil non dilaté.
- ◆ Champ de vision de 25°, au lieu de 5° avec les ophtalmoscopes classiques
- ◆ Augmentation de 26 % du grossissement, pour voir plus facilement les détails de la rétine
- ◆ La plus grande distance entre le médecin et le patient apporte plus de confort à chacun
- ◆ Compatibilité totale avec les sources d'alimentation 3,5 V de Welch Allyn
- ◆ Optique Axial PointSource™ brevetée :
 - Cette technologie brevetée facilite l'entrée dans les pupilles non dilatées et offre un champ de vision de 25°, ce qui permet d'avoir une vue du fond de l'oeil 5 fois plus large qu'avec un ophtalmoscope classique dans un oeil non dilaté
- ◆ Lampe halogène HPXTM : Donne une lumière plus blanche et plus brillante
- ◆ Système d'extinction des reflets éblouissants : Empêche les interférences de reflets éblouissants indésirables
- ◆ Sources d'alimentation 3,5 V de Welch Allyn :
 - Compatible avec toute source d'alimentation 3,5 V standard, notamment : poignées sur chargeur de table, poignées à batterie convertible, transformateurs muraux et poignée lithium ion
- ◆ Oeillère patient : L'oeillère permet de définir et maintenir une distance de vue correcte, apporte la stabilité de l'image, sert de point pivotant pour tourner autour de la rétine, aide à l'orientation et masque la lumière ambiante. L'oeillère est nettoyable et réutilisable.
- ◆ Poignée souple du PanOptic : Un design ergonomique pour un confort, un équilibre et un accès aux commandes maximum
- ◆ Mollette de mise au point dynamique : - Permet d'ajuster la mise au point en un mouvement régulier et continu pour un contrôle plus précis et une vision optimale. Plage d'ouvertures de -20 à +20 dioptries.
- ◆ Cadran d'ouverture : Permet de sélectionner des tailles de faisceau micro, petit et grand. Inclut également un filtre éliminant le rouge et une ouverture en fente. Ouverture demi-lune en option (11810 uniquement) ou filtre bleu de cobalt avec lentilles grossissantes ajoutées (11820 uniquement) pour les examens de la cornée
- ◆ Optique Axial PointSource™ brevetée :
 - Cette technologie brevetée facilite l'entrée dans les pupilles non dilatées et offre un champ de vision de 25°, ce qui permet d'avoir une vue du fond de l'oeil 5 fois plus large qu'avec un ophtalmoscope classique dans un oeil non dilaté.
 - ◆ Sources d'alimentation 3,5 V de Welch Allyn :
 - Compatible avec toute source d'alimentation 3,5 V standard, notamment : poignées sur chargeur de table, poignées à batterie convertible, transformateurs muraux et poignée lithium ion.

EN OPTION

WEL062 Panoptic avec filtre bleu + manche lithium

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|-------|---------------------|------------|
| ◆ Plages de mesure | : -20 à +20 dioptries | ◆ Humidité | : N/A | ◆ Alimentation | : Batterie |
| ◆ Dimensions | : 13x3,5x 9,5 cm | ◆ Pression | : N/A | ◆ Certifications | : N/A |
| ◆ Poids | : 227 g | ◆ Protection eau et poussière | : N/A | ◆ Organisme notifié | : N/A |
| ◆ Température | : N/A | | | ◆ Code EAN | : N/A |

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
 infos@fracito.net

23 avenue Auguste Verola
 Hibiscus Park - bat E
 06200 Nice France