

H16

Chariot de soins Deux plateaux et deux tiroirs



Caractéristiques

Deux plateaux de 600 x 400 x 60 mm démontables, avec coins arrondis et non tranchants

Deux tiroirs frontaux avec poignée

Poignée pour un déplacement facile.

Roulettes ø80 mm avec pare choc, dont deux avec frein.

Structure et Finition

Fabrication en acier inoxydable, qualité 18/10.

Accessoires

Roulettes de ø 80 mm standards ou antistatiques

Seau à déchet avec couvercle basculant fabriqué en acier inoxydable, capacité: 7 litres.

Seau à déchet avec couvercle basculant fabriqué en ABS; capacité: 9 litres.

Panier porte-objets démontable de 420 x 220 x 150 mm fabriquée en acier inoxydable

Dimensions

Espace utile du tiroir: 220 x 340 x 80 mm

Générales: 710 x 400 x 830 mm